



NUK[®]
SEIT 1956 EST.



Distribuido por: I.C.T, S.L.

Avda. de Juan Carlos I, 24
E-26140 Lardero (La Rioja)
España
<http://www.ictsl.net>

NUK[®] **Medic** **Pro**
PROFESSIONAL SUPPORT



Anualmente se redactan los planes de calidad que tienen como objetivo la mejora de los parámetros de la calidad de nuestros productos y servicios.

Los parámetros de calidad se describen en el Manual de Calidad y se definen en función de las necesidades de nuestros clientes.

Estos manuales incluyen también los registros de calidad que permiten conocer cuales son los problemas que surgen en las diferentes áreas y mejorarlos a partir de su detección para asegurar el mejor servicio al cliente.

Servicio post-venta

- Red comercial especializada.
- Servicios de atención al cliente.

Comercialización

- Cumplimiento de los compromisos establecidos por contrato (pedidos, concursos, etc.) incluyendo los relacionados con la logística (compromisos de plazo y condiciones de entrega).

BIBLIOGRAFÍA

- Lawrence RA. La lactancia materna. 4ª ed. Madrid: Mosby, 1996.
- Royal College of Midwives. Manual per a un bon alletament matern. 2ª ed. Barcelona: Associació Catalana Llevadores, 1991.
- Moral A. Estudio multicéntrico sobre el empleo de una tetina y nukete para prematuros y recién nacidos de muy bajo peso. Barcelona: NUK, 1997.
- Usadel W. Die kieferorthopädische Prophylaxe beim Säugling und Kleinkind unter besonderer Berücksichtigung der Genese des Distalbisses. DDZ 7, 1958.
- El mantenimiento de la lactancia materna a largo plazo. Hospital Universitario Clínico de Barcelona, 2002.

NUK Service Pro

PROFESSIONAL SUPPORT

El programa NUK MedicPro engloba la línea de productos desarrollados especialmente para los profesionales de la salud que trabajan con bebés. Son elementos pensados para facilitar su labor profesional aportando a los niños todos los beneficios de la forma original NUK.

Fabricados con la máxima calidad, abarcan desde las tetinas y chupetes standards, tetinas especiales para problemas como el Labio Leporino o Fisura Palatina, hasta la línea específica para bebés prematuros que ha supuesto una novedad importante en la alimentación y desarrollo fisiológico de estos problemáticos bebés, acelerando su paso a la alimentación materna.

Se ha comprobado en estudios clínicos que la forma original NUK no interfiere con la alimentación natural, consiguiendo ser una tetina que permite la alimentación mixta sin que el bebé abandone el pecho materno.

Todos los productos NUK MedicPro están debidamente codificados con el Código Internacional EAN, para una mayor y más fácil identificación de los mismos por parte del hospital, tanto en su gestión de compras como en la del control de stocks.



Certificados de calidad ISO 9001

En estos quince últimos años NUK ha conseguido el mayor reconocimiento de calidad. Porque cumple todas las normativas europeas vigentes: (RD 1468/1988, RD 1182/89 UNE 93-017-92, EN 71 part.3ª, EN 12586, directivas CEE 90/128 y 93/11 y las German Consumer Goods Regulations). MAPA, fabricante de NUK, ha obtenido el certificado del máximo exponente de calidad. Ninguno de los productos NUK contiene PVC, ni en sus productos de látex MBT u otras sustancias cuestionadas.



Tetina Original NUK

Las características de la tetina NUK, antihipo y autorregulable por sí misma, hacen innecesarios elementos adicionales en biberón o rosca.



Por matronas y pediatras.
El más utilizado en clínicas y hospitales.
Estudio realizado por un instituto de mercado independiente.



La lengua del bebé comprime esta zona y dilata el maxilar, evitando el paladar ojival.

Esta superficie, marcadamente convexa, estimula el correcto desarrollo del paladar.

El orificio, algo posterior, favorece la insalivación y la digestión.

El apoyo de los labios en estas zonas sella la boca y evita la aerofagia.

La porción posterior retrocedida obliga al maxilar a realizar el movimiento de ordeño.



La válvula equilibra la presión de aire y proporciona al bebé mayor comodidad en la toma. Previene el colapso de la tetina y evitando interrupciones en la alimentación. De esta misma manera es el bebé quien regula, de forma natural, la cantidad de alimento que ingiere. Porque el aire no alimenta.

Las tetinas NUK USP/R (Uso Profesional / Rosca) aseguran a los profesionales del sector las mejores condiciones higiénicas y una simplificación notable de los procesos de utilización, por su comodidad y facilidad de uso, así como una mayor economía en el desarrollo de la labor profesional.

Las presentaciones de tetinas USP/R incorporan válvula con regulador de autodemanda para una mejor administración de la toma (efecto antihipo). Las tetinas son higienizadas antes de su envasado individual, por lo que permiten un uso inmediato cuando llegan a las manos del profesional.

Tetinas USP

Un solo uso

Tetina Mini Verde USP-R (Látex) NUK

- De 0 a 6 meses.
- Agujero mediano: Leche
- Mat. anillo rosca: PP

Cód. 03001474001

Unidad de Servicio: 100



Tetina Standard Naranja USP-R (Látex) NUK

- De 0 a 6 meses.
- Agujero en cruz: Alimento
- Mat. anillo rosca: PP

Cód. 03593991001

Unidad de Servicio: 100



Tetina Nuk Para Prematuros (Látex) NUK

- Indicada para bebés prematuros de hasta 1.750 g.
- Acorta el tiempo de alimentación por sonda imitando la succión natural.
- Agujero mediano: Leche
- Mat. anillo rosca: PP

USO RESTRINGIDO INTRAHOSPITALARIO

Cód. 04792424001

Unidad de Servicio: 40



Tetina USP-R TPE Mini Blanca (Látex free) NUK

- De 0 a 6 meses.
- Agujero mediano: Leche
- Mat. anillo rosca: PP
- Tetina anatómica con un apoyo labial más ancho.
- Tetina y rosca en una pieza facilitando la manipulación.

Cód. 04763882001

Unidad de Servicio: 75



Tetinas Especiales Látex

Las tetinas especiales de NUK están diseñadas para solucionar los problemas de alimentación provocados por malformaciones de la cavidad bucal.

Tanto la tetina para Fisura Palatina como la de Labio Leporino

permiten sellar el paladar o los labios, de forma que puede efectuarse una alimentación normal sin que el alimento pueda acceder a las vías respiratorias.

Tetina Labio Leporino NUK

Cód. 03594203001

Unidad de Servicio: 6



Tetina Fisura Palatina NUK

(SIN PERFORAR)

Cód. 03594211001

Unidad de Servicio: 6



El Nukete

La especial configuración de la forma NUK hace que el NUKETE, al igual que la tetina NUK, no interfiera en el proceso de la lactancia natural. Educando correctamente la coordinación del instinto de succión y la deglución.

Cara superior convexa favoreciendo el perfecto desarrollo y configuración del paladar.

El extremo con forma de pezón, obliga a la lengua a extenderse por todo lo ancho de la boca, facilitando la formación de un maxilar adecuado.

Cara inferior aplanada ayudando a fortalecer la lengua, el ensanchamiento de los maxilares y la creación del espacio adecuado para la dentición.

Dos orificios de respiración hacen que el niño disponga de suficiente aire, en cualquier posición o situación.

El escudo labial se halla en su lado inferior algo desplazado hacia atrás, para obligar al niño a mover el maxilar inferior continuamente hacia delante. Asegurando el sano desarrollo de los maxilares y una mejor eliminación de la saliva sobrante.

El escudo labial permanece firmemente apretado, lo que permite al extremo de succión de goma colocarse automáticamente en la posición correcta dentro de la boca.



Permite el escape de aire desde la tetina cuando se presiona, permaneciendo siempre suave y flexible. Porque el aire no alimenta.

Igual que la Tetina Original NUK, el Nukete es la copia exacta del pezón de la madre durante el proceso de succión. NUK lo ha diseñado así para que, del mismo modo que el pecho materno, no deforme el paladar del pequeño y lo ayude a desarrollarse natural y correctamente. El Nukete obliga a la lengua y a los músculos de la masticación a un trabajo intenso de forma natural para

ejercitar el paladar y la mandíbula, fortaleciéndolos y ayudándolos a desarrollarse. Con ello se consigue una correcta posición de la mandíbula para una futura buena colocación de los dientes y un ensanchamiento de las fosas nasales que dará lugar a la óptima capacidad respiratoria del niño.

Nukete Clínica

Nukete Clínica Mini (Látex) NUK

- Indicado para los más pequeños, es decir, recién nacidos y bebés de bajo peso. Incorpora el escudo labial, tal y como indica la OMS, para evitar molestias al bebé durante el sueño.
- De 0 a 6 meses.
- En blister individual.
- Mat. escudo: PP



Cód. 03001555001

Unidad de Servicio: 100

Nukete Clínica Standard (Látex) NUK

- Está especialmente indicado en pediatría y en aquellos niños que presenten un desarrollo normal. A partir de 6 meses.
- En blister individual.
- Mat. escudo: PP



Cód. 03594009001

Unidad de Servicio: 100

Tetina Nuk Para Prematuros (Látex) NUK

- Indicado para bebés prematuros de hasta 1.750 g.
- Estimula el aprendizaje de la succión / deglución para adelantar el pase a la alimentación natural sin rechazos.
- Sin anilla.
- Mat. Escudo: PP



USO RESTRINGIDO INTRAHOSPITALARIO

Cód. 03594262001

Unidad de Servicio: 40

Nuketes Terapéuticos

Nuketes Terapéuticos para el tratamiento de las disfunciones miofaciales según el método de "reorganización neurofuncional" de PADOVAN. Contribuye a fortalecer el movimiento débil de succión y a normalizar las disfunciones motoras de la cavidad oral (p.ej. la respiración bucal, la succión, la masticación, la deglución y los trastornos del habla o los problemas de expresión facial).

Funciones Principales:

- Trastornos de deglución debido a movimientos incorrectos de la lengua.
- Normalizar el proceso de succión y deglución.
- Recomendados por Logopedas, Ortodoncistas y Psiquiatras.

Nukete Terapeuticos S NUK

- Indicado para niños en edad escolar.

Cód. 04763904001

Unidad de Servicio: 6



Nukete Terapeuticos L NUK

- Indicado para adultos.

Cód. 04763939001

Unidad de Servicio: 6



Biberones



Las burbujas del aire fluyen a través del alimento demostrando la efectividad del Air System NUK para compensar la presión.

La tetina posee una válvula que se abre sólo durante el proceso de succión y permite que el aire circule para compensar la menor presión de aire en el biberón. La válvula previene el colapso de la tetina y evita interrupciones en la alimentación. De esta misma manera es el bebé quién regula la cantidad de alimento que ingiere de forma natural.

Colocación correcta de la tetina NUK



Biberones Clínica

Biberón Clínica NUK

- 230 cc
- Con rosca.
- Mat. recipiente: Cristal

Cód. 03594181001

Unidad de Servicio: 12

Biberón Clínica NUK

- 125 cc
- Con rosca.
- Mat. recipiente: Cristal

Cód. 03594173001

Unidad de Servicio: 12




Tapa-R Transporte NUK

- Mat. recipiente: PP

Cód. 03594173001

Unidad de Servicio: 100



Biberón Clínica PP Desechable NUK

- 230 cc
- Con tapa enroscable.
- Desinfectado.
- En blister individual.
- Forma cilíndrica del biberón con rosca estándar, compatible con todos los aparatos clínicos y tetinas.
- Escala legible.
- Práctico campo de rotulación.
- Ligero y resistente.
- Apto para congelar y calentar su contenido.
- Mat. recipiente: Polipropileno (PP)

Cód. 04948556001

Unidad de Servicio: 78



Biberón Clínica PP Desechable NUK

- 140 cc
- Con tapa enroscable.
- Desinfectado.
- En blister individual.
- Forma cilíndrica del biberón con rosca estándar, compatible con todos los aparatos clínicos y tetinas.
- Escala legible.
- Práctico campo de rotulación.
- Ligero y resistente.
- Apto para congelar y calentar su contenido.
- Mat. recipiente: Polipropileno (PP)

Cód. 04946588001

Unidad de Servicio: 117

PAAN

Programa de Ayuda a la Alimentación Natural

NUK cree en la Alimentación Natural, por lo que pone en manos de los profesionales sanitarios su Programa de Ayuda a la Alimentación Natural (PAAN), con instrumentos de alta tecnología para ayudar a las madres que dan el pecho a sus bebés, incluso en aquellos casos en que se presentan algunas dificultades.

El sacaleches es un instrumento de ayuda a la lactancia natural que facilita la estimulación, con el objeto de obtener un flujo regular de leche y llegar así a un amamantamiento continuado y cómodo.

El sacaleches hospitalariamente se utiliza para:

- Iniciar el flujo de leche para ayudar al bebé a tomar el pecho.
- Estimular la producción de la leche.
- Vaciar las mamas cuando se produce una ingurgitación mamaria.
- Extraer la leche en los casos de bebés prematuros u hospitalizados.
- Extraer la leche, en general, cuando diferentes problemas lo aconsejen: mastitis, absceso mamario, pezones planos, grietas profundas en el pezón...

El sacaleches debe reunir una serie de características para poder cubrir todas sus expectativas:

Efectividad: Debe ser rápido y estimulador.

Seguridad: Fácil de limpiar para que no queden restos de leche donde puedan crecer las bacterias.

Manejabilidad: Fácil de utilizar, montar y transportar.

Comodidad: Agradable en su funcionamiento. El sacaleches debe producir una aspiración adecuada, es decir, extraer la cantidad necesaria de leche, y conseguirlo con la aspiración correcta para que no dañe las glándulas mamarias ni lesione el pecho, es decir, con un mínimo de molestias para la madre.

MATERIAL*

* Se recomienda que los recipientes de extracción de leche sean de plástico por dos razones:

1º- Está demostrado que los leucocitos se adhieren al cristal, por lo que, en su mayoría, no llegan al bebé.

2º- La adherencia de los leucocitos al plástico es mínima. El plástico no se rompe y pesa menos.



Sacaleches



Sacaleches Manual Sensitive NUK

- Fácil de utilizar con una sola mano.
- Ajuste práctico de la fuerza de succión.
- Útil mecanismo de rotación de la bomba.
- Contacto delicado con el pecho gracias a su suave almohadilla granulada de silicona que proporciona un agradable efecto masajeador.
- Apto para todos los biberones NUK.

Cód. 05136148001

Unidad de Servicio: 1

Puede utilizarse con una sola mano. Fuerza de succión fácilmente ajustable para una suave extracción.



Sacaleches Eléctrico NUK

- Ajuste continuo de la fuerza de succión.
- Botón de interrupción para el control de la presión: control individual del ritmo de succión y de las fases de descanso.
- Funciona con corriente eléctrica o con pilas.
- Incluye: Tetina de silicona FIRST CHOICE NUK Talla 1, rosca, tapa protectora, recipiente para leche materna y soporte.
- Compacto, fácil de usar y limpiar.
- 230 V
- Apto para todos los biberones NUK.

Cód. 04582829001

Unidad de Servicio: 1

Sacaleches Bibe NUK

- Indicado para uso particular, y en pequeñas unidades de extracción.
- Puede utilizarse como biberón.

Cód. 03577872001

Unidad de Servicio: 1

Recipiente para Leche Materna NUK

- Práctico almacenamiento: permite la extracción y el enfriamiento de la leche en el mismo recipiente hasta la hora de comer.
- Adecuado para conservar, congelar, calentar y alimentar al bebé.
- Compatible con todos los sacaleches y tetinas NUK First Choice.
- Recipiente de PP (polipropileno) resistente a la temperatura entre -18°C a +100°C.

Cód. 04791703001

Unidad de Servicio: 3



Discos Protectores

Discos protectores Ultra Dry

- Sensación de sequedad gracias a las exclusivas fibras Comfort.
- Casi imperceptibles.
- Suaves para la piel.
- Capa exterior transpirable.
- Punto de fijación NUK que evita el desplazamiento del disco.

Punto de fijación **Capa exterior transpirable** **Sensación de sequedad** **Extrafinos**

Las partículas superabsorbentes que contiene la celulosa absorben los líquidos y los convierten en un gel espeso que no se filtra.

Discos protectores Ultra Dry NUK

- Extrafinos y a la vez extraabsorbentes gracias a las fibras secas Comfort.

Set de 24 unidades **Cód. 0479243201** *Unidad de Servicio: 12*
Set de 60 unidades **Cód. 05338787001** *Unidad de Servicio: 6*

El pezón cambia de forma y tamaño de unas mujeres a otras. En la gestación adquiere un tono de pigmentación más oscuro que varía en base a las características del tono de piel. Posee terminaciones nerviosas sensitivas y está provisto de fibras musculares. La zona del pezón está especialmente sensibilizada durante el embarazo. En el pezón convergen al exterior los conductos galactóforos en un número que oscila de 15 a 25, y que son los orificios a través de los cuales se excreta la leche materna.

La areola es la zona circular pigmentada que rodea al pezón. En ella se encuentran unas glándulas secretoras, los tubérculos de Montgomery, que durante la gestación aumentan de tamaño y se hacen prominentes. Estos son los encargados de segregar una sustancia que lubrica y protege al pezón.

La conformación del pezón es diferente de unas mujeres a otras y así se observan pezones prominentes, pezones planos, pezones retraídos, pezones invertidos. Alguna de estas formas crean dificultades a la madre en el momento de lactar, por lo que en estos casos es aconsejable la utilización de pezoneras.

Algunas mujeres durante la lactancia pueden presentar pezones doloridos o grietas en los mismos. Estas situaciones son atribuibles a una mala posición del bebé en la succión y pueden corregirse con cambios en la posición del bebé al pecho. Cuando con el reposicionamiento la situación de dolor no mejora, y es difícil que la lactancia prosiga, se aconseja la utilización de pezoneras para evitar el abandono de ésta.

Pezoneras

- En aquellos casos en que se presentan dificultades en las mamas o pezones, que dificultan la lactancia materna, las pezoneras NUK son ideales para solucionar este problema.
- La pezonera redonda se indica en aquellos casos en que la madre necesite protección y no admita la pezonera original por el tamaño de sus pezones.
- La pezonera de silicona cuenta con la extraordinaria adherencia del material, teniendo un efecto psicológico de limpieza y claridad gracias a su transparencia. Innovadora forma triangular que facilita el contacto directo con el bebé. Fina capa de silicona que se adapta a la forma decada pezón, con suaves nudos que favorecen un agradable contacto con la piel.

Pezonera Triangular de Silicona NUK envase clínico

Cód. 04422481001

Unidad de Servicio: 20



Pezonera Redonda de Látex NUK

• En blister 2 unidades

Cód. 03594220001

Unidad de Servicio: 20



Pezonera Redonda de Silicona NUK con estuche

• En blister 2 unidades

Cód. 04385152001

Unidad de Servicio: 6



Almohadilla de Gel

- Almohadilla anatómica para usar durante el embarazo y la lactancia natural. Forma adaptada al pecho, para colocarla sobre las glándulas mamarias y los nódulos linfáticos.
- Utilización en frío en caso de sensación de tensión y para fortalecer el tejido del pecho.
- Utilización en caliente para estimular el flujo de leche.
- Superficie suave y agradable para la piel.

Almohadillas de Gel NUK

Cód. 04791690001

Unidad de Servicio: 5



Set de Conchas

• Conchas Recoge Leche

Para recoger la leche materna de forma limpia y fácil. Protector de diseño anatómico, con suave acolchado de silicona moldeada y un práctico conducto para fácil vertido.

• Conchas de Silicona Suaves y con Nudos

Para utilizar con las conchas recoge leche y las conchas ventiladas. De agradable silicona para la piel con suaves nudos.

• Conchas Ventiladas

Para una protección efectiva y un rápido alivio de los pezones irritados y sensibles. Protector de diseño anatómico, con un suave acolchado de silicona moldeada y orificios especiales para la ventilación.

Set de Conchas NUK

• Para el alivio de los pezones irritados y la recolección de la valiosa leche materna.

Cód. 04792459001

Unidad de Servicio: 3



Calienta Biberones

Calienta Biberones Coche Hogar NUK

- Universal: para todos los biberones y potitos.
- Biberón listo: 90 segundos: Casa
6 minutos: Coche
- Incluye: Medida dosificadora y cesto.
- Parada automática e indicador luminoso.
- Garantía de 2 años.

Cód. 05354714001

Unidad de Servicio: 1



NUK Info

El cuidado diario del bebé no sólo tiene que ver con la limpieza: no se trata simplemente de contribuir a su bienestar y de permitirnos mimarle un poco, sino que también le ayuda a familiarizarse con la higiene desde muy pequeño

Limpieza y desinfección



Esterilizador a Vapor 2 en 1 NUK

- Un aparato con dos funciones.
- Desinfecta hasta 5 biberones y accesorios con vapor.
- Esterilización con vapor y sin productos químicos que no daña el medio ambiente.
- 220-240 voltios.

Cód. 05335353001

Unidad de Servicio: 1



Esterilizador de Microondas NUK

- RÁPIDO Y ESTERILIZACIÓN EFECTIVA
- Limpia y esteriliza biberones y accesorios en sólo 4 minutos.
 - Capacidad máxima para 4 biberones de 300ml y sus accesorios.
 - Apto para todo tipo de biberones y para microondas (500-1000W) (altura mín: 187mm y anchura y profundidad: 280mm).
 - Proceso de esterilización y aprobado por laboratorios de reconocido prestigio.

Cód. 05177693001

Unidad de Servicio: 1



Set Limpia Biberones 2 en 1 NUK

- Cerdas rígidas con un perfil de escobilla flexible.
- Para una limpieza exhaustiva de biberones y tetinas.
- El mango contiene una escobilla integrada para la limpieza de las tetinas.
- El mango de la escobilla tiene un gancho para poder colgarse.

Cód. 03593851001


Unidad de Servicio: 5

Concepto anatómico NUK



Por matronas y pediatras. El más utilizado en clínicas y hospitales. Estudio realizado por un instituto de mercado independiente.

1 Función de ordeño: Para que el bebé tenga una buena dentición.



Posición retrocedida del maxilar inferior al nacer.



Posición compensada tras la lactancia natural al igual que con el uso continuado de Nuketes y tetinas NUK.



Emplazamiento correcto de los 32 dientes en un adulto.

2 Insalivación adecuada: Para una buena digestión del bebé.



La leche sale del pezón materno en dirección al paladar, para que al salir se mezcle con la saliva del bebé, facilitando una buena digestión.




Posición compensada tras la lactancia natural al igual que con el uso continuado de Nuketes y tetinas NUK.


3 Prevención de la aerofagia: Para disminuir el hipo.



En la alimentación natural, gracias al apoyo plano de los labios en esta zona, se mantiene perfectamente sellado el ancho de la boca.





En la tetina NUK el apoyo es exactamente igual que en el pecho materno.




En una tetina tradicional no existe el apoyo plano, la boca del bebé no queda sellada.

4 Presión conformadora: Para el desarrollo adecuado de los maxilares.



Durante la succión de la leche en el pecho materno, así como con la tetina original NUK, la lengua del bebé comprime el pezón o la tetina de abajo arriba creando enérgicos movimientos de succión, necesarios para extraer la leche y que contribuirán al correcto desarrollo de los maxilares. Gracias a la utilización del Nukete se prolongará este importante ejercicio conformador entre comidas.

5 Ejercicio mandibular: Para no deformar el paladar y mantener una buena respiración.



PALADAR NORMAL Con NUKETE.



PALADAR OJIVAL Con chupete tradicional.